

ExoHair; Follicle Protectant Solution; Saklama kořulları nedir?

24 ay, -80 °C.

6 ay, -20 °C.

1 hafta, +4 °C.

ExoHair Ürününün Saklanmasına Yönelik Özel Uyarılar:

Donmuş ürün çözöldükten sonra tekrar
dondurulmaması tavsiye edilir.

Donmuş ürün çözöldükten sonra hemen kullanılmalıdır.

Yavaş çözme işlemi uygulanmalıdır.

Donmuş ürün oda sıcaklığında ya da +4 °C'de
çözölmesi için bekletilmelidir.

ExoHair Ürün Ambalajının Niteliğı:

50 ml'lik steril şişelerde ambalajlanır.

